


Проектът Аренал

Проектът Аренал представлява национален приложен сървър за сигурен и надежден обмен на данни, който осигурява свързаност между издатели и консуматори на направления за медико-диагностични дейности (НМДД). Принципна схема на работа на Аренал:



При издаване на направление, софтуера на издателя (ОПЛ или специалист) автоматично публикува всички данни от направлението в сървъра Аренал. По-късно, когато пациента се яви в някоя лаборатория участник в системата Аренал, софтуера на лабораторията изчита автоматично вече публикуваните данни, като оставя за това информация за лабораторията в сървъра. Така се избягва повторно въвеждане на данните от направлението, като номер, номер на амбулаторен лист, МКБ диагноза, УИН, РЗИ код, кодове на изследвания и т.н. Софтуера на ОПЛ или специалиста от своя страна следи къде това направление е попаднало за изпълнение (коя лаборатория го е приела) и съобразно това, търси резултатите си от нейния сървър. Когато те са налични, ги изтегля и записва при себе си. Всичко това става автоматично, без да е необходимо ОПЛ или специалиста да прави нещо.

Аренал работи със сложна система от взаимосвързани каскадни токени (еднократни пароли) на ниво направление, така че достъпа до резултатите не изисква лабораторията да е предоставила специална парола на лекаря-издател, като това решава проблема с нуждата от предварителна уговорка между лабораторията и лекаря-издател или специални настройки в софтуера на едната или другата страна. Принципът е че този, който е публикувал направлението, може да прочете резултатите.

Предимства

Ползването на системата Аренал увеличава в пъти пропускливостта на лабораторията, способства за значителното намаляване на сутрешните опашки, като в същото време на практика ликвидира възможността за грешно въведени данни на регистратура.



Достъп до системата

Достъпът на ОПЛ и специалисти е безплатен и вграден в софтуера им, ако фирмата - доставчик е част от мрежата разработчици на системата.

Достъпът на дадена лаборатория до системата е малко по-сложен, доколкото системата борави с лични данни и е необходимо преди предоставяне на достъп да бъде извършен кратък одит, както и лабораторията да подпише специално споразумение със своя софтуерен доставчик.

Развитие на Аренал

Към днешна дата (25 февруари 2015г.) проекта е изпълнен до ниво публикуване на НМДД и тяхното четене от лаборатории, получили достъп. За достъп до системата, се обръщайте към Вашия доставчик на софтуер.

След около месец или два ще бъде пусната и функцията за автоматично получаване на резултатите, която все още е в процес на разработка.

Цени

Достъпът до Аренал от страна на лабораториите е платена услуга и струва 3 стотинки без ДДС за всяко прочетено НМДД. Сумата се дължи месечно и се плаща в срок от 30 дни от издаване на фактура за ползания обем услуги. Първият месец е демонстрационен и такса не се начислява. ОПЛ и специалистите не дължат никакви суми за ползването на системата.

<http://awp.skyware-group.com/>

25 февруари 2016г.
София
СКАЙУЕР Груп ЕООД